



VERTY VISION

KIT CÂNULAS DILATADORAS



INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O VERTY VISION é um sistema de retração tubular, estéril que possibilita o acesso à coluna vertebral através de um conjunto de tubos de dilatação sequenciais. Atua como instrumental de apoio, permitindo ao cirurgião afastar tecidos na região solicitada. Seu formato e sua ponta atraumática, foram especialmente desenvolvidos para minimizar qualquer tipo de agressão em sua respectiva região de uso, promovendo acesso seguro da pele até o interior da estrutura, sem danificar músculos; tendões; ligamentos; articulações.

A utilização do produto depende da técnica do profissional medico e dos protocolos estabelecidos.

O VERTY VISION permite que o cirurgião faça uma incisão inicialmente pequena e, depois, aumente gradualmente o tamanho da abertura até o tamanho necessário para efetuar o procedimento

cirúrgico, reduzindo, desse modo, dano ao tecido e acelerando o tempo de recuperação do paciente.

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br



APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

Código: 3201400001 - Modelo: VERTY VISION

- 01: Punção Iniciadora;
- 01: Cânula de Dilatação Ø6 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø9,5 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø13 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø16,5 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø20 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø23,5 mm;
- 01: Cânula de Dilatação Ø27 mm;
- 01: Dilatador Final Ø30 mm com Cabo Auxiliar para Apoio.



ESTERILIZAÇÃO

O produto é estéril e o fabricante recomenda o uso único de todos os componentes.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br