



## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Kit Cânula para Discografia - SAFE DISC é um produto estéril e de uso único. É destinado ao apoio em procedimento para detecção de doenças degenerativas e danos estruturais nos discos intervertebrais da coluna vertebral.

## SAFE DISC

KIT CÂNULA  
PARA DISCOGRAFIA



**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32018000001 - Modelo: SAFE DISC - MI-32018-1**

- 02: Cânula SAFE DISC Descartável - 1.2 x 200 mm;
- 01: Insuflador para Discografia;
- 01: 02045000005 - Conector 03 vias Luer Lock para Insuflador.

**Código: 32018000002 - Modelo: SAFE DISC - MI-32018-2**

- 02: Cânula SAFE DISC Descartável - 1.2 x 180 mm;
- 01: Insuflador para Discografia;
- 01: Conector 03 vias Luer Lock para Insuflador

**Código: 32018000003 - Modelo: SAFE DISC - MI-32018-3**

- 02: Cânula SAFE DISC Descartável - 1.2 x 150 mm;
- 01: Insuflador para Discografia;
- 01: Conector 03 vias Luer Lock para Insuflador

## ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).  
Prazo de validade: 03 (três) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.

