

# BROCAS CIRÚRGICAS


## Brocas Bud

Fresa para desbaste ósseo.



Registro ANVISA 10309310020

Código	Descrição do produto	Diâmetro (ØD) mm	Comprimento total (L) mm
0314000007	BROCA BUD M 5,0 X 95 MM	5,0	95
0314000008	BROCA BUD M 7,0 X 95 MM	7,0	95
L = 95 mm - Compatíveis com Ponta Drill Média (Cód. HM011200) e Ponta Drill Multiplicadora (Cód. HM011400)			
0314000009	BROCA BUD M 5,0 X 125 MM	5,0	125
0314000010	BROCA BUD M 7,0 X 125 MM	7,0	125
L = 125 mm - Compatíveis com Ponta Drill Longa (Cód. HM011300)			



MODELO DE ENCAIXE

