


# BROCAS CIRÚRGICAS

## Brocas Bud Cross Cut

Fresa para desbaste ósseo.

Registro ANVISA 10309310020

Código	Descrição do produto	Diâmetro (ØD) mm	Comprimento total (L) mm
0315800016	BROCA BUD CROSS CUT M 4,0 X 95 MM	4,0	95
0315800017	BROCA BUD CROSS CUT M 4,5 X 95 MM	4,5	95
0315800018	BROCA BUD CROSS CUT M 5,0 X 95 MM	5,0	95
0315800019	BROCA BUD CROSS CUT M 7,0 X 95 MM	7,0	95
L = 95 mm - Compatíveis com Ponta Drill Média (Cód. HM011200) e Ponta Drill Multiplicadora (Cód. HM011400)			
0315800020	BROCA BUD CROSS CUT M 5,0 X 125 MM	5,0	125
0315800021	BROCA BUD CROSS CUT M 7,0 X 125 MM	7,0	125
L = 125 mm - Compatíveis com Ponta Drill Longa (Cód. HM011300)			



MODELO DE ENCAIXE

