

BROCAS CIRÚRGICAS


Brocas Cilíndricas Cross Cut

Fresa para desbaste ósseo.



Registro ANVISA 10309310020

Código	Descrição do produto	Diâmetro (ØD) mm	Comprimento total (L) mm
03176000007	BROCA CILÍNDRICA CROSS CUT M 5,0 X 95 MM	5,0	95
03176000008	BROCA CILÍNDRICA CROSS CUT M 7,0 X 95 MM	7,0	95
L = 95 mm - Compatíveis com Ponta Drill Média (Cód. HM011200) e Ponta Drill Multiplicadora (Cód. HM011400)			
03176000009	BROCA CILÍNDRICA CROSS CUT M 5,0 X 125 MM	5,0	125
03176000010	BROCA CILÍNDRICA CROSS CUT M 7,0 X 125 MM	7,0	125
L = 125 mm - Compatíveis com Ponta Drill Longa (Cód. HM011300)			



MODELO DE ENCAIXE

