

BROCAS CIRÚRGICAS

Brocas Helicoidais com Stop

Broca destinada a perfurações ósseas para posterior inserção de placas e parafusos.



Registro ANVISA 10309310020

Código	Descrição do produto	Diâmetro (ØD) mm	Comprimento total (L) mm	Comprimento do Stop (S) mm
03028000001	BROCA HELICOIDAL M Ø 1,1 X 50 X STOP 4 MM	1,1	50	4
03028000007	BROCA HELICOIDAL M Ø 1,1 X 80 X STOP 4 MM	1,1	80	4
03028000013	BROCA HELICOIDAL M Ø 1,1 X 110 X STOP 4 MM	1,1	110	4
03028000227	BROCA HELICOIDAL M Ø 1,5 X 85 X STOP 30 MM	1,5	80	30
03028000228	BROCA HELICOIDAL M Ø 1,5 X 110 X STOP 30 MM	1,5	110	30

