

# BROCAS CIRÚRGICAS

## Brocas Helicoidais

Broca destinada a perfurações ósseas para posterior inserção de placas e parafusos.



Registro ANVISA 10309310020

Código	Descrição do produto	Diâmetro (ØD) mm	Comprimento total (L) mm	Comprimento de Corte (C) mm
0302800007	BROCA HELICOIDAL Ø 1,0 X 110 X 40 MM	1,0	110	40
03016000014	BROCA HELICOIDAL Ø 1,5 X 150 X 18 MM	1,5	150	18
03016000035	BROCA HELICOIDAL Ø 2,0 X 150 X 40 MM	2,0	150	40
03016000106	BROCA HELICOIDAL Ø 2,5 X 150 X 40 MM	2,5	150	40
03016000141	BROCA HELICOIDAL Ø 2,7 X 150 X 40 MM	2,7	150	40
03016000204	BROCA HELICOIDAL Ø 3,0 X 150 X 40 MM	3,0	150	40
03016000240	BROCA HELICOIDAL Ø 3,2 X 150 X 40 MM	3,2	150	40
03016000277	BROCA HELICOIDAL Ø 3,5 X 150 X 40 MM	3,5	150	40
03016000311	BROCA HELICOIDAL Ø 3,7 X 150 X 40 MM	3,7	150	40
03016000342	BROCA HELICOIDAL Ø 4,0 X 150 X 40 MM	4,0	150	40
03016000377	BROCA HELICOIDAL Ø 4,5 X 150 X 40 MM	4,5	150	40
03016000413	BROCA HELICOIDAL Ø 5,0 X 150 X 40 MM	5,0	150	40

