



BROCAS CIRÚRGICAS

Brocas Trepanação

Fresa auto bloqueável, destinada à perfuração e trepanação.



Registro ANVISA 10309310020

Código	Descrição do produto	Diâmetro Capa (ØDC) mm	Diâmetro da Ponta (ØDP) mm	Comprimento de Corte (C) mm
03013000005	BROCA TREPANAÇÃO 14/11 - 3S (SMITH) 	14	11	3
03013000007	BROCA TREPANAÇÃO 13/9 - 3S (SMITH) 	13	9	3
03013000009	BROCA TREPANAÇÃO 14/11 - 3 (HUDSON) 	14	11	3
03013000010	BROCA TREPANAÇÃO 13/9 - 3 (HUDSON) 	13	9	3

